


# 携帯型発汗計

OKS-04HM, OKS-08HM



屋外での発汗計測の実現！


## 特長

- 電池駆動で最大連続 4 時間又は 8 時間の計測が可能  
(内蔵メモリに 1 サンプル/秒で記録)
- カプセル換気法を採用
- シリカゲルや窒素ボンベなどの設備も不要
- アナログ信号出力機能 (モノラル端子)

# 携帯型発汗計 OKS シリーズ 製品仕様

■型式	OKS-04HM	OKS-08HM
■計測範囲	0~2mg/cm <sup>2</sup> /min	
■測定面積	1 cm <sup>2</sup>	
■測定記録時間	4 時間	8 時間
■サンプリング	1 サンプル/秒	
■測定方法	換気カプセル方式	
■流量	200ml/min	
■プローブ長	90cm	
■電源	単三電池 4 個	
■測定データ表示	データ収集用ソフトウェア (付属)	
■データ出力形式	CSV ファイル形式	
■アナログ信号出力	無し	アナログ出力 (オプション機能) ※発汗: 0~2V (0~2mg/cm <sup>2</sup> /min)
■装置寸法	81(W)×32(H)×171(D)mm, 重量 450g (乾電池 4 個含む)	

測定例：  
ウォーキング時の発汗計測



製造元: 有限会社スキノス技研

- このカタログは 2015 年 11 月 1 日現在のものです。
- 製品の仕様および外観は予告なく変更される場合があります。



バイオフィールド株式会社

〒564-0051

大阪府吹田市豊津町 1-18 エクラート江坂ビル 3F

TEL: 06-7878-6569 FAX: 06-7878-6530

E-Mail: info@biofield.co.jp

http://www.biofield.co.jp