


携帯型脈波測定装置


Polypul III-BF

基礎医学研究用機器



「製品概要」

- 電池駆動のコンパクト設計の脈波アンプで簡単計測！
- 赤外線LEDを使用した透過型センサ採用！

携帯型脈波測定装置 Polypul III-BF	
チャンネル数	1チャンネル
感度調節	16段階切替ロータリースイッチ
出力電圧	±2.5(V)
出力端子	3.5φmm ステレオミニジャック
電源	単三電池 2本使用
セット機器構成	携帯型脈波アンプ 1台
	指尖用通貨型脈波センサ 1個
	出カケーブル((3.5φmm ステレオミニジャック⇒BNC) 1本
	

※このカタログは2014年4月1日現在のものです。
※記載商品の仕様は改善のため予告無く変更される事があります。
※基礎医学研究用器機のため臨床用途には使用できません。



バイオフィールド株式会社

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町1-18 エクラート江坂ビル3F

TEL: 06-7878-6569 FAX: 06-7878-6530

E-Mail: info@biofield.co.jp

<http://www.biofield.co.jp>